


INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA USO CORRECTO Y SEGURO.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES, CONSERVAR PARA FUTUROS USOS.
ESTE MANUAL CONTIENE INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

ADVERTENCIAS GENERALES

- 1-** Después de haber quitado el embalaje, compruebe la integridad del aparato, en especial que el aparato esté íntegro, sin daños visibles que podrían haber sido causados durante el transporte.
 En caso de dudas, no utilice el aparato y contáctese con los centros de asistencia técnica autorizados por GA.MA.
- 2-** Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de la placa correspondan a los de la red eléctrica. La placa se encuentra en la etiqueta en el costado del producto.
- 3-** No utilice adaptadores, enchufes múltiples y/o alargadores. En caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, haga cambiar la toma por otra más adecuada por parte del personal profesionalmente especializado.
- 4-** Favor siga las siguientes instrucciones para cargar la almohadilla:
 Coloque el cargador tal como muestra la imagen 1. Para cargar la almohadilla, esta debe estar conectada al cargador. La almohadilla junto con el cargador deben encontrarse en un lugar recto, tal como indica la imagen 2.
 Al cargar la almohadilla, debe prenderse la luz roja del cargador. Esta se apagará cuando la almohadilla se encuentre cargada. Ver imagen 3.
- 5-** Este aparato se debe utilizar exclusivamente como ALMOHADILLA en el modo indicado en las instrucciones para el uso. Cualquier otro uso se considerará inadecuado. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños derivados de un uso inapropiado e incorrecto.
- 6-** El uso de cualquier aparato eléctrico implica observación de algunas reglas fundamentales, en particular:
 No toque el aparato con las manos o pies mojados o húmedos.
 No tire del cable de alimentación ni del mismo aparato para desconectar el enchufe de la toma corriente.
 No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, Etc.)
- 7-** Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento es necesario desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, desenchufándolo.
- 8-** En caso de avería y/o mal funcionamiento de la Almohadilla, tenga en cuenta que es importante apagar el aparato y no abrirlo. Si es necesario reparar el aparato, contáctese con los centros de asistencia técnica autorizados por GA.MA.
- 9-** Para evitar el peligro de sobrecalentamiento, es aconsejable desenrollar en toda su longitud el cable de alimentación y desconectar la clavija de la red de alimentación eléctrica cuando el aparato no se utilice.
- 10-** Si el cable de alimentación del mando estuviera dañado, el mando deberá ser sustituido por el centro de asistencia técnica autorizada por GA.MA con el fin evitar peligros.
- 11-** En el momento en que decida no utilizar más este aparato, se recomienda inutilizarlo cortando su cable de alimentación, después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente. Además es aconsejable inutilizar aquellas partes del aparato que puedan resultar peligrosas.
- 12-** No utilice la almohadilla con inválidos, niños o personas insensibles al calor y portadores de marcapasos u otros dispositivos médicos por batería. La almohadilla no debe ser usada por niños sin estar supervisados por adultos o si el niño no ha sido informado adecuadamente sobre cómo usar correctamente dicho dispositivo.
- 13-** Este aparato no está homologado para el uso médico en hospitales.
- 14-** Revise a menudo el aparato para comprobar eventuales signos de desgaste o deterioro. Si advierte dichos daños o si ha sido usado mal el aparato, llévelo al proveedor antes de cualquier uso ulterior.
- 15-** No vaciar el contenido del producto. No es necesario rellenar con líquido la almohadilla.



ALMOHADILLA TÉRMICA

Portátil ■ recargable ■ formato anatómico




GA.MA[®]
 ITALY PROFESSIONAL

Recargable en 10 a 15 minutos, brinda de 3 a 6 horas de calor. Con temperatura de hasta 65°C. Sellado permanente: no requiere cargar agua. Uso seguro y confortable, incluso en exteriores.

Ideal para aliviar dolores musculares o brindar calor revitalizante en cualquier parte del cuerpo.



ALMOHADILLA TÉRMICA

Portátil ■ recargable ■ formato anatómico

Almohadilla Térmica Eléctrica & Portátil: ideal para lograr un descanso placentero - logra un reconfortante calor para tu cama o para aliviar dolores musculares en tu cuerpo.

Características:

1. Recargable en 10 a 15 minutos. Provee entre 3 a 6 horas de autonomía de uso dependiendo de la temperatura deseada.
 2. No necesita rellenarse de líquido, sólo es necesario cargar la batería interna enchufándola a la red eléctrica.
 3. Alcanza hasta 65 °C, proporcionando un placentero calor.
 4. Uso en exterior: Su capacidad inalámbrica permite incluso un uso fuera del hogar (ideal para la oficina o para transportar).
 5. Superficie suave y confortable al tacto con diseño ergonómico.
- Especificaciones eléctricas:

Temperatura máxima: Hasta 65 °C
Potencia / consumo: 220V-50HZ-450W
Tiempo de carga: 10 - 15 Minutos.
Autonomía de uso: 3-6 horas.

ADVERTENCIAS:



NO PARA USO EN
BAÑO O DUCHA



APARATO
CLASE II



LEER
INSTRUCCIONES



NO INSERTE
ALFILERES O AGUJAS



NO DESECHAR
EL PRODUCTO



NO
LAVAR

- NO USAR ESTANDO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA - EL USUARIO NO DEBE DORMIR CUANDO EL APARATO ESTÁ EN USO
- NO ARRUGUE LA SUPERFICIE DEL APARATO CON OTROS ARTICULOS - DEJE ENFRIAR EL APARATO ANTES DE ALMACENAR
- NO SENTARSE O SOBRECARGAR CON SOBREPESO MAS DE 90 KG EL PRODUCTO.